


Come inviare radiografie in modo semplice?



- 1) Scarica il programma: **RadiAnt**



- a) Vai sul sito www.radiantviewer.com e clicca su “Scarica subito”
b) Una volta scaricato, lancia il programma cliccando su “**RadiAnt-4.6.5-Setup.exe**” e porta a termine la procedura

- 2) Inserisci il **CD**



- 3) Clicca su icona di **RadiAnt** e apri il programma

- 4) Sulla barra degli strumenti, in alto a sinistra, clicca sul **CD**
Verranno visualizzate le immagini




- 5) Attendere che vengano caricate tutte le immagini
(la barra di avanzamento in basso a destra scompare)

- 6) Sulla barra degli strumenti, in alto a sinistra, clicca sul dischetto
Si aprirà la finestra “**Export Images**”



- 7) Seleziona: “**All opened series**” e “**JPEG**”.
(in alternativa, sarà il medico stesso a chiedervi di selezionare “All opened series” e “DICOM”)
Quindi Premere il tasto “**Export**”



- 8) Seleziona una cartella dove scaricare le immagini (ad esempio: **Desktop**) e premi **OK**.
Le immagini verranno scaricate sul Desktop, in una cartella col nome del paziente

- 9) Allega le singole immagini JPEG alla mail.